

Version 150520 DE

AdnaTest *ColonCancerDetect*

**RT-PCR-Nachweis von Darmkrebs-assoziiierter Genexpression
in angereicherten Tumorzellen**

Zur In-vitro-Diagnostik

Gebrauchsanweisung

REF T-1-505

CE

IVD

Inhaltsverzeichnis

Bestellinformation	3
Anwendungszweck	3
Abkürzungen und Symbole.....	4
Patente und eingetragene Markenzeichen	5
Produktbeschreibung.....	5
Kit-Bestandteile.....	6
Vom Anwender bereitzustellen	7
Lagerung.....	8
Besondere Anwendungshinweise	9
Protokoll.....	10
A. Vorbereitung der Dynabeads Oligo(dT) ₂₅	10
B. mRNA Isolation.....	11
C. Reverse Transkription	13
D. Multiplex-PCR	15
E. Fragmentanalyse	17
Literatur.....	20
Fehlerbehebung.....	20
Kurzanleitung	21

Bestellinformation

Detaillierte Informationen über unsere Produkte und die Adressen unserer Distributoren finden Sie auf unserer Webseite unter www.adnagen.com. Unsere Distributoren unterstützen Sie gern bei allen Belangen rund um die Anwendung unserer Testsysteme.






Sollten Sie weitere Fragen zum *AdnaTest* haben, hilft Ihnen unser Team gerne weiter (support@adnagen.com).

Anwendungszweck

Der *AdnaTest ColonCancerDetect* dient dem Nachweis von Darmkrebs-assoziiierter Genexpression in immunomagnetisch angereicherten Tumorzellen mittels reverser Transkription und PCR und ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt. Der Nachweis erfolgt dabei mit einer Spezifität von mindestens 90%. Die Wiederfindung von 5 Zellen in 5 ml Vollblut liegt in Spiking-Experimenten bei mindestens 90%, die Wiederfindung von 2 Zellen in 5 ml Vollblut liegt bei mindestens 70%.

Die Anreicherung von zirkulierenden Tumorzellen aus peripherem Blut erfolgt unter Verwendung des *AdnaTest ColonCancerSelect*.

Abkürzungen und Symbole

<i>AdnaMag-S</i>	Magnetpartikelkonzentrator (klein, "-small")
bp	Basenpaare
cDNA	Komplementäre Desoxyribonukleinsäure
C+	Positivkontrolle
C-	Negativkontrolle
CEA	Carcinoembryonales Antigen
DNA	Desoxyribonukleinsäure
dNTPs	Desoxyribonukleosidtriphosphate
EGFR	Epidermaler Wachstumsfaktor-Rezeptor
GA733-2	Gastrointestinal tumorassoziertes Antigen 733-2
mRNA	Boten-Ribonukleinsäure
PCR	Polymerase-Kettenreaktion
RNase	Ribonuklease
rpm	Umdrehungen pro Minute
RT	Reverse Transkription
	Haltbarkeitsdatum
	Lagerungstemperatur
	Artikelnummer
	Gebrauchsanweisung beachten
	Hergestellt von

Patente und eingetragene Markenzeichen

Dieser Test erfordert Lizenzen der Firma Hoffmann-La Roche AG, Basel. Der Kauf eines *AdnaTests* berechtigt den Nutzer nicht, die PCR ohne Lizenz durchzuführen. *Dynabeads*[®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Firmen Invitrogen und Life Technologies Corporation. Die Warenzeichen *Sensiscript* und *HotStarTaq* wurden von der Firma QIAGEN, Hilden, eingetragen. *LabChip* ist ein eingetragenes Warenzeichen der Caliper Technologies Corp., Kalifornien, US.

Produktbeschreibung

Der *AdnaTest ColonCancerDetect* enthält Oligo (dT)₂₅-gekoppelte Magnetpartikel zur Isolierung von mRNA aus Lysaten angereicherter Tumorzellen. Unter Verwendung der durch reverse Transkription gewonnenen cDNA erfolgen der Nachweis und die Charakterisierung der Tumorzellen mittels Multiplex-PCR. Mit dem *PrimerMix ColonDetect* können drei Darmkrebs-assoziierte Gene sowie ein Kontroll-Gen untersucht werden. Die Primer erzeugen Fragmente der folgenden Größen:

GA733-2:	395 bp	
CEA:	231 bp	
EGFR:	163 bp	
Aktin:	120 bp	(interne PCR-Kontrolle)

Hinweis: Die Größe der Fragmente kann leicht variieren. Bitte verwenden Sie die *Positivkontrolle (C+)* 9 für die Zuordnung der Signale.

Kit-Bestandteile

Der *AdnaTest ColonCancerDetect* enthält die folgenden Komponenten:

Tabelle 1: Kit-Bestandteile

Komponente	Symbol	T-1-505 (12 Tests)
<i>Lysis/Binding Buffer</i>	3	1
<i>Dynabeads Oligo(dT)₂₅</i>	4	1
<i>Buffer A</i>	5	1
<i>Buffer B</i>	6	1
<i>10 mM Tris-HCl</i>	7	1
<i>PrimerMix ColonDetect</i>	8	1
<i>Positive Control (C+)</i>	9	1

Die Reagenzien reichen für die Analyse von 6 PCR Kontrollen und 12 Blutproben.

Vom Anwender bereitzustellen

Geräte:

- Überkopfmischer für 1.5 ml Gefäße
- Magnetpartikelkonzentrator *AdnaMag-S* (QIAGEN Hannover GmbH, Artikel-Nr. T-1-800)
- Thermoblock oder Wasserbad (50 °C)
- Thermocycler mit heizbarem Deckel und einer Heizrate von 2 °C/s.
- Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) oder ein alternatives System.

Verbrauchsmaterialien:

- Sterile, RNase-freie dünnwandige 0.2 ml PCR-Gefäße
- Sterile, RNase-freie 1.5 ml Reaktionsgefäße (z. B. Sarstedt, Artikel-Nr. 72.690)
- Pipetten und RNase-freie Pipettenspitzen mit Filter als Aerosolbarriere zum Pipettieren von Volumina zwischen 1 µl und 200 µl
- Schutzhandschuhe

Reagenzien:

- *Sensiscript* Reverse Transcription Kit (QIAGEN, Artikel-Nr. 205211, 50 Reaktionen)

Achtung: Das *Sensiscript* Reverse Transcription Kit (Artikel-Nr. 205211) reicht nur für 25 Proben, da pro Reaktionsansatz das doppelte Volumen eingesetzt wird.

- Rekombinantes RNAsin, RNase-Inhibitor, 2.500 U (Promega, Artikel-Nr. N2511)
- *HotStarTaq Master Mix* Kit (QIAGEN, Artikel-Nr. 203443, 250 U)

Lagerung

Der *AdnaTest ColonCancerDetect* wird bei +4 °C gelagert und darf nur bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendet werden.

Lagern Sie die Box mit dem *PrimerMix ColonDetect* 8 und der *Positive Control (C+)* 9 separat bei -20 °C. Um Kontaminationen und wiederholtes Auftauen und Einfrieren zu vermeiden, empfehlen wir, den Primermix zu aliquotieren.

Besondere Anwendungshinweise

- Der Test darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden, das molekularbiologische Techniken beherrscht.
- Alle Kitkomponenten und weitere zugekaufte Reagenzien sind laut Herstellerangaben zu lagern. Es gelten die Sicherheitshinweise des jeweiligen Herstellers.
- Zur Vermeidung von DNA-, RNA- und RNase-Kontaminationen sind Schutzhandschuhe zu tragen.



Alle Arbeitsschritte müssen entsprechend des Protokolls durchgeführt werden. Dabei sind u. a. die Reihenfolge der Arbeitsschritte, Inkubationszeiten und -temperaturen einzuhalten.

- Es wird dringend empfohlen, die Probenbearbeitung inkl. der reversen Transkription möglichst räumlich getrennt von der Analyse der PCR-Produkte durchzuführen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- **Die Verwendung von Produkten anderer, nicht genannter Hersteller kann zur Verschlechterung der Ergebnisse führen.**
- Die Hygiene- und Sicherheitsvorschriften des Laborbetriebes sind einzuhalten (z. B.: das Tragen von Laborkittel, Schutzbrille, Schutzhandschuhen).

Protokoll

Die Abschnitte A bis C beinhalten die mRNA-Isolierung und die Reverse Transkription, die Abschnitte D bis E beschreiben die Multiplex-PCR sowie die Fragment Analyse.

A. Vorbereitung der *Dynabeads Oligo(dT)₂₅*

1. *Lysis/Binding Buffer* 3 auf Raumtemperatur erwärmen.

Hinweis: Prüfen Sie den *Lysis/Binding Buffer* hinsichtlich möglicher Präzipitate. Sollten sich während der Lagerung Präzipitate gebildet haben, bringen Sie diese durch Mischen des auf Raumtemperatur erwärmten Puffers vollständig in Lösung.

2. *Dynabeads Oligo(dT)₂₅* 4 mit einer Pipette sorgfältig resuspendieren; nicht vortexen!
3. Benötigtes Volumen an Beads entsprechend der Probenzahl berechnen (20 µl je Probe zuzüglich 10 %) und in ein RNase-freies 1.5 ml Reaktionsgefäß überführen.
4. Reaktionsgefäß in den *AdnaMag-S* stellen.

Hinweis: Der Magnetschieber des *AdnaMag-S* kann in zwei unterschiedlichen Positionen eingesetzt werden. Setzen Sie den Magnetschieber immer mit nach vorn gerichteter weißer Kunststoffolie ein, damit sich die Magnete möglichst nah an den Reaktionsgefäßen befinden.

5. Nach 1 min den Überstand mit einer Pipette entfernen.

6. Waschschritte
 - a. Magnetschieber aus dem *AdnaMag-S* herausnehmen.
 - b. Die Beads mit dem ursprünglichen Volumen (Schritt 3) *Lysis/Binding Buffer* [3] durch mehrmaliges Pipettieren vorsichtig resuspendieren, um Schaumbildung zu vermeiden.
 - c. Magnetschieber in den *AdnaMag-S* einsetzen.
 - d. Nach 1 min den Überstand vollständig entfernen.

Einmal wiederholen (insgesamt 2 Waschschritte).

7. Das Reaktionsgefäß aus dem *AdnaMag-S* nehmen und die Beads mit dem ursprünglichen Volumen *Lysis/Binding Buffer* [3] resuspendieren (siehe Schritt 3).

B. mRNA Isolation

Vorbereitung:

1. Waschpuffer *Buffer A* [5] und Waschpuffer *Buffer B* [6] auf Raumtemperatur erwärmen.
2. *10 mM Tris-HCl* [7] auf Eis stellen.
3. RNase-freies Wasser auftauen (Bestandteil des *Sensiscript* Reverse Transcriptase-Kit, QIAGEN).
4. Thermoblock oder Wasserbad auf 50 °C vorheizen.

Durchführung:

1. Je 20 µl *Dynabeads Oligo(dT)₂₅* (Schritt A7) in jedes Zellysat enthaltende Reaktionsgefäß (*AdnaTest ColonCancerSelect* Gebrauchsanweisung, Schritt B16) pipettieren.
2. Die Röhrchen für 10 min bei Raumtemperatur in einem Überkopfmischer, der Drehen mit Neigung ermöglicht, langsam drehen lassen (~5 rpm).
3. Reaktionsgefäße in den *AdnaMag-S* ohne Magnetschieber stellen. Durch Abwärtsschwingen des *AdnaMag-S* die am Deckel der Gefäße hängenden Beads und Tropfen ablösen.
4. Magnetschieber in den *AdnaMag-S* einsetzen und nach 1 min den Überstand mit einer Pipette entfernen.
5. Waschschrift A
 - a. Magnetschieber aus dem *AdnaMag-S* herausnehmen.
 - b. 100 µl Waschpuffer *Buffer A* 5 in jedes Reaktionsgefäß geben und durch mehrmaliges Pipettieren resuspendieren. Den Gefäßdeckel und die Gefäßwand dabei gründlich spülen, um einen Verlust an Beads zu verhindern.
 - c. Magnetschieber in den *AdnaMag-S* einsetzen.
 - d. Nach 1 min den Überstand vollständig entfernen.**Einmal wiederholen (insgesamt 2 Waschschrritte).**
6. Waschschrift B
 - a. Magnetschieber aus dem *AdnaMag-S* herausnehmen.
 - b. 100 µl Waschpuffer *Buffer B* 6 in jedes Reaktionsgefäß geben, durch mehrmaliges Pipettieren resuspendieren und in ein neues 1.5 ml Reaktionsgefäß überführen.
 - c. Magnetschieber in den *AdnaMag-S* einsetzen.

d. Nach 1 min den Überstand vollständig entfernen. Es ist darauf zu achten, dass die Beads beim eventuellen Abrutschen von der Gefäßwand nicht versehentlich mit entfernt werden.

Einmal in demselben Reaktionsgefäß wiederholen (insgesamt 2 Waschschrirte).

7. Magnetschieber aus dem *AdnaMag-S* herausnehmen.
8. 100 µl eiskaltes 10 mM Tris-HCl [7] in jedes Reaktionsgefäß geben und durch mehrmaliges Pipettieren resuspendieren.
9. Magnetschieber in den *AdnaMag-S* einsetzen.
10. Nach 1 min den Überstand vollständig entfernen.
11. Magnetschieber aus dem *AdnaMag-S* herausnehmen.
12. Den mRNA/Bead-Komplex in 29.5 µl RNase-freiem Wasser resuspendieren.
13. Die Reaktionsgefäße in einen Thermoblock oder in ein Wasserbad stellen und für 5 min bei 50 °C inkubieren.
14. Reaktionsgefäße sofort für mindestens 2 min auf Eis stellen.
15. Umgehend (innerhalb von 5 min) mit der reversen Transkription fortfahren (Abschnitt C).

Eine Lagerung des mRNA/Dynabeads-Komplexes ist nicht möglich!

C. Reverse Transkription

(*Sensiscript* Reverse Transcriptase Kit, QIAGEN)

1. Den 10 x Buffer RT und die dNTPs bei Raumtemperatur auftauen lassen, vortexen, kurz zentrifugieren und auf Eis stellen. Der RT Master Mix sollte ebenfalls auf Eis gehalten werden.

- Die Herstellung des RT Master Mix für die entsprechende Anzahl an Proben erfolgt gemäß Tabelle 2.

Das Volumen des Master Mix sollte 10 % größer als die für alle RT-Reaktionsansätze berechnete Menge sein. Ein Ansatz ohne Zugabe von mRNA dient als Negativkontrolle (RT-Kontrolle).

- Den RT Master Mix gründlich vortexen, kurz zentrifugieren und 10.5 µl pro Ansatz in ein 0.2 ml PCR-Reaktionsgefäß pipettieren.
- Den mRNA/Dynabeads-Komplex (Schritt B14) vorsichtig mit einer Pipette resuspendieren und das gesamte Volumen in ein 0.2 ml PCR-Reaktionsgefäß mit vorgelegtem RT Master Mix geben. Durch wiederholtes Pipettieren sorgfältig mischen.

Tabelle 2: Reverse Transkription

Komponenten			Volumen
RT Master Mix	<i>Sensiscript</i> Reverse Transcriptase Kit (QIAGEN)	10x Buffer RT	4.0 µl
		dNTPs	4.0 µl
		<i>Sensiscript Reverse Transcriptase (SRT)</i>	2.0 µl
	RNase Inhibitor, 40 U/µl (Promega)		0.5 µl
Proben	mRNA/Bead-Komplex oder RT-Kontrolle (RNase-freies Wasser) je ⁽¹⁾ :	29.5 µl	
Gesamtvolumen			40.0 µl

- ¹⁾ **Hinweis:** Als RT-Kontrolle geben Sie 29.5 µl RNase-freies Wasser anstelle des mRNA/Bead-Komplexes hinzu. Das Volumen des mRNA/Bead-Komplexes kann leicht variieren. Verwenden Sie in jedem Fall das gesamte Volumen für die reverse Transkription!

- Die cDNA-Synthese erfolgt im Thermocycler unter folgenden Bedingungen (Tabelle 3).

Tabelle 3: RT-Programm

37 °C	60 min
93 °C	5 min
4 °C	∞

- Die Reaktionsgefäße mit der cDNA umgehend auf Eis stellen oder für max. 4 Wochen bei -20 °C lagern.

D. Multiplex-PCR

- Den *HotStarTaq Master Mix* (QIAGEN), RNase-freies Wasser, *PrimerMix ColonDetect* [8] und *Positive Control (C+)* [9] auftauen, vortexen, kurz zentrifugieren und auf Eis stellen.
- Die Herstellung des PCR Master Mix für die entsprechende Anzahl an Proben erfolgt gemäß Tabelle 4.

Das Volumen des Master Mix sollte 10 % größer als die für alle Reaktionsansätze berechnete Menge sein. Es müssen stets eine *Positive Control (C+)* [9], RNase-freies Wasser als Negativkontrolle (C-) und die RT-Kontrolle mitgeführt werden.
- Pro Ansatz 42.0 µl des Master Mix in ein 0.2 ml PCR-Reaktionsgefäß pipettieren, den cDNA/Bead-Komplex durch Pipettieren gründlich mischen und 8.0 µl in das Reaktionsgefäß mit dem Master Mix geben.

Hinweis: Als Negativkontrolle geben Sie 8.0 µl RNase-freies Wasser anstelle von cDNA hinzu.

Tabelle 4: Vorbereitung der Multiplex-PCR

Komponenten		Volumen
PCR Master Mix	HotStarTaq Master Mix	25.0 µl
	RNase-freies Wasser	13.0 µl
	<i>PrimerMix ColonDetect</i> [8]	4.0 µl
Proben	cDNA oder RT-Kontrolle oder Negativkontrolle (RNase-freies Wasser) oder <i>Positive Control (C+)</i> [9] je:	8.0 µl
Gesamtvolumen		50.0 µl

Die PCR erfolgt in einem Thermocycler gemäß des in Tabelle 5 beschriebenen Programms mit insgesamt 38 Zyklen. Die Heizrate des Thermocyclers ist auf 2 °C/Sekunde einzustellen.

Tabelle 5: PCR-Programm

95 °C	15min	} 38 Zyklen
94 °C	45sec	
58 °C	45sec	
72 °C	45sec	
72 °C	10min	
4 °C	∞	

E. Fragmentanalyse

Agilent 2100 Bioanalyzer

Empfohlen wird, die PCR-Produkte mit dem Agilent 2100 Bioanalyzer und dem DNA 1000 LabChip (Agilent Technologies) zu analysieren. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung des DNA 1000 LabChip und stellen Sie sicher, dass keine Magnetpartikel in den Chip gelangen. Im Gel befindliche Magnetpartikel können fehlerhafte Ergebnisse erzeugen.

Starten Sie die Bioanalyzer Software "2100 expert". In der Spalte "Contexts" wählen Sie "Instrument" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Assay" neben "Assay selection". Wählen Sie "electrophoresis > DNA 1000 Series II.xsy". Bereiten Sie den Chip vor und starten Sie die Analyse. Für die korrekte Auswertung der Ergebnisse muss die Detektionsgrenze wie folgt eingestellt werden:

In der Spalte "Contexts" wählen Sie "Data" und anschließend den Reiter "Assay Properties". Auf der rechten Seite "Global" und "Normal" im Pulldown-Menü auswählen. Unter "Sample Setpoints > Integrator > height threshold (FU)" den Wert auf "0" setzen (Vorgegebener Standardwert "20"), um alle Signale zu erfassen.

Auswertung

Der Test wird positiv gewertet, wenn das PCR-Fragment mindestens eines Tumor-assoziierten Markers eindeutig nachweisbar ist.

Bei Verwendung des Agilent 2100 Bioanalyzers sind Peaks mit einer Konzentration von ≥ 0.10 ng/ μ l positiv zu bewerten (Abb. 1).

Das Fragment des Kontroll-Gens Aktin muss in allen Patientenproben nachweisbar sein (interne PCR-Kontrolle). Ein Aktin-Signal stellt eine Positivkontrolle für die erfolgreiche Zellanreicherung, die reverse Transkription und die Multiplex-PCR dar. Negativkontrolle und RT-Kontrolle dürfen keine Banden enthalten, die größer sind als 80 Basenpaare (Primerdimere).

Die Detektion von Fragmenten mit einer Größe von mehr als 900 bp deutet auf eine Kontamination mit genomischer DNA hin. Der Separationsprozess war somit nicht erfolgreich und die Ergebnisse müssen verworfen werden.

Jede Abweichung vom Protokoll kann zu falsch negativen oder falsch positiven Ergebnissen führen.

Wenn Sie Unterstützung bei der Interpretation von Ergebnissen benötigen, hilft Ihnen unser Team gerne weiter.




Abb. 1: AdnaTest ColonCancerDetect Ergebnisse nach Analyse durch einen Agilent 2100 Bioanalyser

Die erste Spur enthält den DNA-Größenstandard (DNA-Leiter). Die Proben 1 und 4 sind positiv für GA733-2 und CEA, Probe 2 ist negativ und Probe 3 ist positiv für GA733-2, CEA and EGFR. Aktin ist in den Proben 1 bis 4 nachweisbar. Die beiden letzten Spuren enthalten die PCR Negativkontrolle (C-) und die *Positive Control* (C+).

Literatur

Literaturhinweise finden Sie auf unserer Web-Seite

<http://www.adnagen.com>

Fehlerbehebung

Das Misslingen der Genexpressionsanalyse kann verschiedene Ursachen haben. Grundsätzlich gilt, dass sämtliche Arbeitsschritte immer entsprechend der Angaben im Handbuch durchgeführt werden müssen. Sollten dennoch Probleme auftreten, gehen Sie auf www.adnagen.com und laden Sie sich im Produktbereich die Anleitung zur Fehlerbehebung herunter. Dort finden Sie praktische Hinweise zur Durchführung des Tests und für die korrekte Interpretation der Ergebnisse.

Führen diese Hinweise nicht zur Beseitigung des Problems, so wenden Sie sich bitte an unser Team.

Kurzanleitung

AdnaTest ColonCancerDetect

Bestandteile	<i>Lysis/Binding Buffer</i>	3
	<i>Oligo (dT)₂₅ Beads</i>	4
	<i>Buffer A</i>	5
	<i>Buffer B</i>	6
	<i>10 mM Tris-HCl</i>	7
	<i>PrimerMix ColonDetect</i>	8
	<i>Positive Control (C+)</i>	9
Sie benötigen	<ul style="list-style-type: none">• 0.2 ml PCR-Gefäße• 1x 1.5 ml Reaktionsgefäß je Probe• Pipetten und Pipettenspitzen (RNase-frei) für 1 - 200 µl• <i>Sensiscript</i> RT Kit (QIAGEN)• <i>HotStarTaq Master Mix</i> Kit (QIAGEN)	

Protokoll

- Die Reagenzien **3**, **5** und **6** auf Raumtemperatur erwärmen und **7** auf Eis stellen.
- Für jede Probe je 20 µl *Oligo(dT)₂₅ Beads* **4** mit 2x 20 µl *Lysis/Binding Buffer* **3** waschen.
- Je 20 µl gewaschene *Oligo(dT)₂₅ Beads* **4** in jedes Zelllysate pipettieren.
- 10 min bei Raumtemperatur in einem Überkopfmischer (Drehen mit Neigung) langsam drehen lassen (~5 rpm).
- Reaktionsgefäße in den *AdnaMag-S* stellen und Überstand entfernen.
- Beads mit 2x 100 µl *Buffer A* **5** waschen.

Achtung: Gefäßdeckel und Gefäßwand gründlich spülen, um einen Verlust an Beads zu verhindern.

- Beads in 100 µl *Buffer B* [6] resuspendieren und in ein neues 1.5 ml Reaktionsgefäß überführen.
- Beads mit 1x 100 µl *Buffer B* [6] waschen.
- Beads mit 1x 100 µl *Tris-HCl* [7] waschen.
- Resuspendieren der Beads in 29.5 µl RNase-freiem Wasser.
- Für 5 min bei 50 °C inkubieren, dann für mindestens 2 min auf Eis stellen.
- Umgehend mit reverser Transkription fortfahren; siehe Tabelle 6 und Tabelle 7.

Tabelle 6: Reverse Transkription

Komponenten			Volumen
RT Master Mix	<i>Sensiscript</i> Reverse Transcriptase Kit (QIAGEN)	10x Buffer RT	4.0 µl
		dNTPs	4.0 µl
		<i>Sensiscript Reverse Transcriptase (SRT)</i>	2.0 µl
	RNase Inhibitor, 40 U/µl (Promega)		0.5 µl
Proben	mRNA/Bead-Komplex oder RT-Kontrolle (RNase-freies Wasser)	je ⁽¹⁾ :	29.5 µl
Gesamtvolumen			40.0 µl

¹⁾ **Hinweis:** Als RT-Kontrolle geben Sie 29.5 µl RNase-freies Wasser anstelle des mRNA/Bead-Komplexes hinzu. Das Volumen des mRNA/Bead-Komplexes kann leicht variieren. Verwenden Sie in jedem Fall das gesamte Volumen für die reverse Transkription!

Tabelle 7: RT-Programm

37 °C	60min
93 °C	5 min
4 °C	∞

- Fahren Sie mit der Multiplex-PCR (
- Tabelle 8) fort oder lagern Sie die cDNA für max. 4 Wochen bei -20 °C.

Tabelle 8: Vorbereitung der Multiplex-PCR

Komponenten		Volumen
PCR Master Mix	HotStarTaq Master Mix	25.0 µl
	RNase-freies Wasser	13.0 µl
	<i>PrimerMix ColonDetect</i> [8]	4.0 µl
Proben	cDNA oder RT-Kontrolle oder Negativkontrolle (RNase-freies Wasser) oder <i>Positive Control (C+)</i> [9] je:	8.0 µl
Gesamtvolumen		50.0 µl

- Die PCR wird mit insgesamt 38 Zyklen durchgeführt.

Tabelle 9: PCR-Programm

95 °C	15min	} 38 Zyklen
94 °C	45sec	
58 °C	45sec	
72 °C	45sec	
72 °C	10min	
4 °C	∞	

- Für die Fragmentanalyse empfehlen wir die Verwendung eines Agilent 2100 Bioanalyzers.



QIAGEN GmbH
QIAGEN Strasse 1
D-40724 Hilden
Deutschland

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter

Telefon: +49 (0) 511 72 59 50 - 50

Fax: +49 (0) 511 72 59 50 - 40

Email: support@adnagen.com

Internet: www.adnagen.com